



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



EMPRESA CERTIFICADA  
ISO 13485:2016



Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRPORTRDS100  
Rev. 09 - 06/23



Consulte as  
instruções  
de utilização



Fabricante



Guarde em  
local seco



Dispositivo  
médico



Código  
do lote



Código  
do produto



Utilização múltipla  
num único paciente



Guarde longe  
de fontes de calor

**INDICAÇÕES:** proteção destinada à imobilização da clavícula.  
Uti, por exemplo, em casos de: tratamento das fraturas de clavícula  
(conservador ou cirúrgico); tratamento conservador de luxações acromioclaviculares.

**CONTRAINDICAÇÕES:** no momento, sem registo, sem aplicação correta, de acordo  
com as indicações precisas fornecidas pelo médico assistente ou técnico de ortopedia,  
não dá origem a contraindicações. **APLICAÇÃO:** apenas para adultos.

#### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilização em pele intacta.
- Se presentes feridas, proteja conforme as indicações médicas.
- Não utilizar em caso de desgaste, ruptura ou não integridade do material.
- A embalagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
- A modificação/alteração do dispositivo médico exclui todas as responsabilidades do fabricante.
- Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada do mesmo, recomenda-se evitar/limitar o contacto entre o dispositivo e cremes, óleos, loções ou substâncias gordurosas ou ácidas.
- Não modifique ou ajuste partes do dispositivo ou pelo técnico de ortopedia. O produto não levar a uma perda de funcionalidade do produto.
- O produto não prevê acessórios e não foi concebido para ser utilizado em combinação com outros (DM) (por ex.: no caso de aplicação de cremes, aguarde o tempo necessário para a sua absorção completa).



# RDS-100

Imobilizador clavicular



**FGP**


Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Use o imobilizador colocando a parte A na zona interescapular e faça passar na parte axilar as cinturas B e C (fig. 1).
2. Enfie-as nos respetivos passadores D e E (figs. 2-3), depois volte a girá-las sobre si mesmas e faça aderir as fitas de velcro de fechar (fig. 4).

## ⚠ AVISO

A primeira aplicação da proteção no doente e os ajustes subsequentes devem ser feitos única e exclusivamente por pessoal especializado que deverá seguir as instruções do médico assistente. Remova a ortótese única e exclusivamente com o consentimento do médico assistente.



## ESTRUTURA BÁSICA

- sistema em 8 com faixas de tensionamento, amplas, dotadas de estofado macio e formatadas anatomicamente
- design concebido para garantir uma melhor facilidade de vestir por baixo das roupas
- inserção interna de silicone para maior estabilidade

## ESTRUTURA DO ARNÊS

- faixas adaptáveis e seccionáveis, com fixação através de linguetas de velcro
- equipado com fivelas autoajustáveis para uma facilidade de vestir ideal

## MEDIDAS

### Tamanho Ø Tórax

XS	60–75 cm
S	75–90 cm
M	90–105 cm
L	105–115 cm
XL	115–125 cm



Código de encomenda: ERDS-100

## LIMPEZA

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavagem à mão. NOTA: lavagem à mão normal à temperatura máxima de 30° com sabão neutro. Passar bem por água
	Não branquear
	Não secar na máquina de lavar roupa de tambor rotativo
	Não engomar
	Não lavar a seco

**ARMAZENAMENTO:** armazenar em local seco à temperatura ambiente.

Proteja do calor, da exposição direta à luz solar e da humidade. **Eliminação: não disperse no ambiente. O produto pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.**

**NOTA:** Este dispositivo médico de Classe I deve ser utilizado com as devidas precauções referidas nestas instruções, em combinação com as fornecidas pelo técnico ortopédico ou pelo médico assistente, que fazem parte integrante da mesmas. Para todas as eventuais problemáticas surgidas em consequência da utilização do dispositivo, dirija-se ao médico assistente ou ao técnico de ortopedia. Em caso de reclamações ou alegados maus funcionamentos, queira dirigir-se ao revendedor junto do qual foi adquirido o produto. A ortótese é fabricada para utilização exclusiva num único paciente. Em caso de acidente grave, morte ou deterioração grave do estado de saúde do doente, relacionáveis com o **DM**, contacte imediatamente o fabricante e a autoridade competente.

Distribuído em Portugal por: medi Bayreuth, Unip., Lda  
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa  
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33  
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt /internet: www.medi.pt