

Joelheira com material respirável,
com orifício ou estabilizador patelar



AVISOS DE USO

- Use na pele intacta.
- Se houver feridas, proteja de acordo com as indicações médicas.
- Não use em caso de desgaste, rutura ou não integridade do material.
- A embalagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
- A modificação / alteração do dispositivo médico exclui qualquer responsabilidade ao fabricante.
- Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada do mesmo, é aconselhável prevenir / limitar o contato do aparelho com cremes, óleos, loções ou substâncias gordurosas ou ácidas.
- O produto não inclui acessórios e não foi projetado para ser usado em combinação com outros MDs (ex: em caso de aplicação de cremes aguardar o tempo necessário para a completa absorção).



EMPRESA CERTIFICADA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 4 - 06/21



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



Distribuído em Portugal por:
medi Bayreuth, Unip., Lda
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt / internet: www.medi.pt

NOTA: este dispositivo médico de classe I deve ser utilizado com as devidas advertências relatadas nestas instruções, em conjunto com aquelas fornecidas pelo técnico ortopédico ou médico, que fazem parte integrante do mesmo. Para qualquer alegado problema decorrente do uso do dispositivo, entre em contato com o médico assistente ou técnico ortopédico. Em caso de reclamações ou avarias, contacte a empresa FGP Srl indicando os motivos para o número de telefone 045 8600867 ou envie um e-mail para fgpsrl@fgpsrl.it. A órtese é feita para uso exclusivo de um único paciente. Em caso de acidente grave, morte ou grave deterioração das condições de saúde do paciente, relacionadas ao MD, entre imediatamente em contato com o fabricante e a autoridade competente.

CONSERVAÇÃO: conservar em local seco, à temperatura ambiente. Proteger do calor, da exposição solar direta e da humidade. **Descarte:** não deite no meio ambiente. O produto pode ser depositado no contêiner de lixo comum ou indiferenciado.



SIMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavagem normal à mão a uma temperatura máxima de 30 ° com sabão neutro. Enxaguar abundantemente.
	Não usar branqueadores.
	Não secar na máquina.
	Não passar a ferro.
	Não limpar a seco.


MANUTENÇÃO

DESTINO DO DISPOSITIVO MÉDICO MD adjuvante no tratamento de estados patológicos de natureza ortopédica do membro inferior.

CONTRA-INDICAÇÕES: não conhecidas até ao momento. A aplicação correta de acordo com as indicações fornecidas pelo médico assistente ou técnico ortopédico, não dá origem a contra-indicações.


APLICAÇÃO: apenas para adultos.

INSTRUÇÕES DE USO



1. Insira o suporte conforme mostrado na figura 1.
2. Remova o suporte conforme mostrado na figura 2.

Tamanho	Medidas
XXL	65-74 cm
XL	57-65 cm
L	51-57 cm
M	45-51 cm
S	37-45 cm
XS	31-37 cm
Altura	Phylo® 20 25 cm
	Phylo® 40 25 cm
	Phylo® 41 34 cm



FECHO: não contém ajustável a 360 ° com bolso.

- PHYLO® 41: plastazoto em forma de meia lua,
- PHYLO® 40: anel de silicone
- PHYLO® 20: não contém

ESTABILIZADOR DE RÓTULA: não contém

JUNTA / HASTES: não contém

ESTRUTURA: tecido Phylo® macio e respirável, com malha de rede na zona politea, formato tubular e orifício patelar

INDICAÇÕES
PHYLO® 20: condropatias femoropatetares leves; tendinopatias patetares leves; entorses leves do joelho; hiderrose ou hemarrose moderada; cisto de padeiro doloroso; gonalgia leve.
PHYLO® 40 - PHYLO® 41: condropatias patelofermorais moderadas ou graves; tendinopatias patetares leves; artrose femoropatelar leve; luxações patetares.

NOTA: o material foi submetido a um tratamento termo-regulador SMART TEMP e a um tratamento para dar uma maior sensação de frescura FRESH