

- Utilização em pele intacta.
- Se presentes feridas, proteger conforme as indicações médicas.
- Não utilizar em caso de desgaste, ruptura ou não integridade do material.
- A embalagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
- A modificação/alteração do dispositivo médico exclui todas as responsabilidades do fabricante.
- Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada do mesmo, recomenda-se evitar/limitar o contacto entre o dispositivo e cremes, óleos, loções ou substâncias gordurosas ou ácidas.
- Não modifique os ajustes efetuados pelo médico assistente ou técnico de ortopedia no **DM** para não levar a uma perda de funcionalidade do produto.
- O produto não prevê acessórios e não foi concebido para ser utilizado em combinação com outros **DM** (por ex., no caso de aplicação de cremes, aguarde o tempo necessário para a sua absorção completa).

#### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**CONTRAINDICAÇÕES:** no momento, sem registo, a aplicação correta, de acordo com as indicações previstas fornecidas pelo médico assistente ou técnico de ortopedia, não dá origem a contra-indicações. **APLICAÇÃO:** apenas para adultos.

**INDICAÇÕES:** protegida destinada à estabilização da articulação do joelho por compressão de tecidos moles, com um rolamento com ação compressiva local ao redor da patela. Utilize, por exemplo, nos casos de: contusão da patela; tendinite moderada ou grave; tendinopatias patelares leves; artrose femoropatelar leve; resultados de luxações patelares e/ou entorses de joelho; instabilidade pós-traumática leve.



Fabricante

**MD**

Dispositivo médico

**REF**

Código do produto



Guarde longe de fontes de calor



Consulte as instruções de utilização



Guarde em local seco

**LOT**

Código do lote



Utilização múltipla num único paciente



EMPRESA CERTIFICADA  
ISO 13485:2016

 FGP srl

Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



F1STRPORTPYTK60/61  
Rev. 01 - 06/23



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

**PHYLOETEK**



# PHYLOETEK 60


Linha PhyloEtek - Joelheira transpirante  
com varetas em espiral

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PHYLOTEK

## PHYLOETEK 60

1. Abra as fitas de velcro e faça a ortótese deslizar ao longo da perna para que a zona com silicone dentro da proteção seja posicionada na parte superior da perna. (fig. 1)
2. Posicione a proteção de modo que o orifício patelar seja posicionado exatamente na patela. (figs. 2 e 3).
3. Por fim, prenda a fita de velcro de fechar inferior A e, em seguida, a fita de velcro superior B (figs. 2 e 3).
4. Para remover a proteção, abra as fitas de velcro e desenfie a joelheira, como na fig. 4.



## ESTRUTURA

- macia em tecido PhyloEtek® respirável sem costuras com espessura reduzida, tecelagem diferenciada na zona do poplíteo
- tubular
- com orifício rotuliano

## ARTICULAÇÃO/HASTE

- varetas duplas em espiral laterais e mediais

## ESTABILIZADOR ROTULIANO

- em forma de meia-lua coberto de tecido macio, direcionável a 360° com sistema de fita de velcro

## FECHO

- por meio de duas fitas de velcro moldadas ajustáveis com sistema de pinça numeradas

## MEDIDAS (ambidestro)

### Tamanhos Ø Coxa

XS	34–40 cm
S	40–46 cm
M	46–52 cm
L	52–58 cm
XL	58–65 cm
XXL	65–72 cm



### Altura

34 cm

### Código de encomenda:

EPY-TK60

## LIMPEZA

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavagem à mão. NOTA: lavagem à mão normal à temperatura máxima de 30° com sabão neutro. Passar bem por água
	Não branquear
	Não secar na máquina de lavar roupa de tambor rotativo
	Não engomar
	Não lavar a seco

## ARMAZENAMENTO:

armazenar em local seco à temperatura ambiente. Proteja do calor, da exposição direta à luz solar e da humidade. **Eliminação: não disperse no ambiente. O produto pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.**

**NOTA:** Este dispositivo médico de Classe I deve ser utilizado com as devidas precauções referidas nestas instruções, em combinação com as fornecidas pelo técnico ortopédico ou pelo médico assistente, que fazem parte integrante da mesmas. Para todas as eventuais problemáticas surgidas em consequência da utilização do dispositivo, dirija-se ao médico assistente ou ao técnico de ortopedia. Em caso de reclamações ou alegados maus funcionamentos, queira dirigir-se ao revendedor junto do qual foi adquirido o produto. A ortótese é fabricada para utilização exclusiva num único paciente. Em caso de acidente grave, morte ou deterioração grave do estado de saúde do doente, relacionáveis com o **DM**, contacte imediatamente o fabricante e a autoridade competente.

**Distribuído em Portugal por:** medi Bayreuth, Unip., Lda  
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa  
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33  
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt /internet: www.medi.pt