



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



PROGRAMMA ALLUCE VALGO
NIGHT & DAY

PRO_HALLUX + HALLUX_MED
PRT-S15N PRT-S16



DA **OLTRE 30 ANNI**

MISURARSI CON IL BENESSERE
È **SUPERARSI** CON PASSIONE,
IMPEGNO, INNOVAZIONE.

La nostra firma è **innovazione** e **cura artigianale**, è ricerca costante e capacità di confrontarsi con pazienti, medici, professionisti, è passione delle persone che lavorano e rigore nella scelta di materiali.

E soprattutto è una storia ancor oggi tutta italiana lunga oltre 30 anni. Oggi siamo un punto di riferimento nel settore della produzione di supporti per l'ortopedia e per la riabilitazione con **300 articoli a catalogo**, circa **200.000 pezzi prodotti all'anno** e oltre **100 brevetti**.

Studiamo, progettiamo, realizziamo, proponiamo supporti destinati a **migliorare la qualità della vita** in ogni gesto, in ogni momento. Perché siamo convinti che il benessere sia un diritto di tutti, e che garantirlo sia il nostro impegno quotidiano.

Ecco ciò che ci distingue. Ed ecco le ragioni per cui sceglierci.



PROGRAMMA ALLUCE VALGO **NIGHT&DAY.**

IL TRATTAMENTO CHE VALE DOPPIO.

FGP ha creato **Night&Day**, il primo trattamento completo e specifico per l'alluce valgo, pensato per agire nell'arco dell'intera giornata. La sua azione è articolata in due fasi per garantire un'efficace terapia, correggendo la deformazione e riducendo il dolore, sempre nel massimo comfort.

Per un benessere del piede e non solo, 24 ore su 24.

Night&Day è anche: Programma Rizoartosi

Dedicato alle rizoartrosi e alle lesioni di natura traumatica del pollice. Nelle due fasi garantisce un'efficace terapia per ridurre il dolore, sempre nel massimo comfort.



PRO_HALLUX PRT-S15N



HALLUX_MED PRT-S16

INDICAZIONI: tutore destinato alla separazione meccanica delle dita. Utile, ad esempio, nei casi di: esiti intervento di De Prado all'alluce; alluce valgo lieve; borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce; iniziale alluce rigido doloroso.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni.

APPLICAZIONE: solo per adulti.

STRUTTURA: il programma Night&Day è composto dal tutore PRO_HALLUX PRT-S15N e HALLUX_MED PRT-S16.

⚠ AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

Codice d'ordine: PDN-ALV DX; PDN-ALV SX



FASE DAY

PRO_HALLUX PRT-S15N

Prevede l'uso di **Pro_Hallux PRT-S15N** durante le ore diurne offrendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane. Svolge un'azione protettiva con correzione moderata e costante dell'alluce valgo, grazie alla particolare costruzione con accoppiatura di materiali elastici, inserti di silicone all'interno e sistema di regolazione laterale a strappo.

Può essere posizionato sotto le calze e indossato nelle scarpe favorendo l'azione terapeutica anche durante la deambulazione, senza alcun fastidio.





FASE NIGHT

HALLUX_MED PRT-S16

Questa fase prevede l'uso di **Hallux_Med PRT-S16** durante la notte, per favorire il processo antinfiammatorio e la correzione a riposo. Efficace e confortevole, esercita una efficace pressione sull'articolazione metatarso-falangea, utile a ridurre la torsione e il dolore.

Flessibile e antiallergico, asseconda perfettamente la morfologia del piede, offrendo benessere in modo naturale.





PRO_HALLUX PRT-S15N

CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO



TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione

CODICE D'ORDINE

PRT-S15N

MISURE (DX/SX)

Taglie Calzata scarpe

S 36-38

M 38-42

L 42-44

XL oltre 44



HALLUX_MED PRT-S16

DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO



TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- in tecnopolimero con sistema di fissaggio mediante 2 cinturini a strappo

CODICE D'ORDINE

PRT-S16

MISURE (DX/SX)

Taglie Calzata scarpe

S 36-38


M 38-42

L oltre il 42




ISTRUZIONI PER L'USO

1. Prendere il tutore e rimuovere la pellicola protettiva presente sopra i due rettangolini.
2. Verificare la correttezza della taglia e del verso.
3. Calzare attraverso l'apertura (fig. 1), direttamente sulla pelle.
4. Posizionare l'alluce nell'apposita sede e il cinturino sul tallone (fig. 2).
5. Indossare calze e scarpe, come d'abitudine.








ISTRUZIONI PER L'USO

1. Utilizzare su epidermide asciutta e pulita.
2. Aprire le chiusure a strappo.
3. Posizionare la struttura in plastica tra l'alluce ed il secondo dito, allungare e posizionare il cinturino bianco imbottito attorno all'alluce (fig. 1).
4. Far ruotare il cinturino attorno all'alluce, sotto la parte dentellata del tutore, e chiudere con l'apposito sistema a strappo (fig. 2).
5. Chiudere il cinturino sulla parte laterale del piede (fig. 3).








PRO_HALLUX PRT-S15N

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro. Lasciare asciugare. Non lasciare ad asciugare sui caloriferi.
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

HALLUX_MED PRT-S16

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Chiudere sempre i nastri a strappo prima del lavaggio. Lavare a mano con detergente neutro. Risciacquare con cura. Non lasciare ad asciugare sui caloriferi.
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinazione con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

CONSERVAZIONE:

conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

ALCUNI CONSIGLI ED ESERCIZI

PREVENZIONE

Per scongiurare soluzioni drastiche, come l'intervento chirurgico, bisogna lavorare sul fronte della prevenzione. Ecco alcuni consigli per rallentare il decorso della deformazione: indossare calzature comode e funzionali; evitare il soprappeso; usare strumenti ortesici utili a ridurre i sintomi di sovraccarico o da attrito tra le dita; trattamenti fisioterapici ed esercizi per rinforzare il piede e ridurre la sintomatologia dolorosa.

AVVERTENZE

Il programma riabilitativo è puramente indicativo. Per ulteriori suggerimenti o applicazioni degli stessi vi suggeriamo di contattare il vostro medico specialista o riabilitatore e definire con lui un vostro protocollo personalizzato.


FGP declina ogni responsabilità su uno scorretto utilizzo dell'ortesi e del programma riabilitativo.

È importante eseguire gli esercizi sotto consiglio medico. La sensazione di dolore deve servire da parametro: se un particolare esercizio fa aumentare il dolore, interrompere l'esercizio e far notare il problema al vostro medico o riabilitatore.

PER L'APPOGGIO E LA POSTURA.

1. In posizione eretta e le gambe leggermente piegate e abdotte, cercare di sentire l'appoggio dei piedi; oscillare leggermente avanti e indietro, senza mai sollevare avampiedi e talloni e mantenendo l'allineamento tra la schiena e le gambe, dopo alcune ripetizioni oscillare lateralmente verso destra e sinistra. Quindi compiere una rotazione nei due sensi.

2. Posizionare una pallina da tennis sotto un piede, spostandola sotto le falangi, poi sotto l'arco e quindi sotto il tallone, inspirando ed espirando per 5 volte, esercitando pressione. Ripetere anche con l'altro piede. Al termine dell'esercizio massaggiare la pianta facendo scorrere la pallina avanti e indietro o con movimenti rotatori.



AVVERTENZE: in tutti gli esercizi proposti è importante evitare lo sfregamento tra i due rigonfiamenti. Evitare anche il massaggio della parte. Non eseguire gli esercizi in fase acuta del dolore.

PER LA MOBILITÀ DELLE DITA

1. Afferrare il mignolo e l'alluce e divaricali per alcuni secondi.
2. Incrociare le dita delle mani con quelle dei piedi.
3. Tirare ciascun dito verso l'alto.



PER RINFORZARE


Immaginare di raccogliere un fazzoletto di carta con l'idea di appiattirlo, arricciando le dita dei piedi.

PER GLI APPOGGI

Camminare su ciascun appoggio del piede, (tallone, esterno ed interno del piede e con attenzione sulle punte).

MOBILITÀ DELL'ARTICOLAZIONE


In posizione supina, con i piedi in appoggio ad un muro, simulare un salto, passando dalla mezzapunta, punta, oltre la punta con le dita staccate dalla parete e ritorno.



ESERCIZIO CON BASTONE

1. Appoggiare il piede e caricare gradualmente il peso del corpo sul bastone esercitando una piacevole pressione sulla pianta, accentuando lentamente l'appoggio sulla parte anteriore del piede. Mantieni la posizione per qualche secondo.

2. Cambiare la posizione del bastone disponendolo in senso trasversale. Far scorrere la pianta caricando gradualmente il peso del corpo sul piede stesso.





Fabbricante

MD

Dispositivo
medico

REF

Codice
prodotto



Conservare lontano
da fonti di calore



Consultare le istru-
zioni d'uso



Conservare in
ambiente secco

LOT

Codice
lotto



Uso multiplo
singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR

T +39 0458600867

F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FORUSNIGDAYAV
Rev. 09 - 07/23