

- Proteggere le ferite come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri (p. es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).
- Non indossare il dispositivo medico su ferite gonfie o tumefazioni.

AVVERTENZE D'USO

INDICAZIONI: dispositivo atto al contenimento dei tessuti e della muscolatura del tronco. Utile, ad esempio, negli scenari post-operatori di interventi addominali e post-partum.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



Fabbricante

MD

Dispositivo medico

REF

Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco

LOT

Codice lotto



Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRFP0
Rev.00 - 01/24



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FPO 300



FPO 200



FPO 100



FPO 100
FPO 200
FPO 300

Fasce addominali elastiche completamente aperte




FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Posizionare sull'addome il lato sinistro della fascia (fig.1), nel caso dei modelli FPO 100 e FPO 200 aiutarsi con la taschina esterna presente su di esso.
2. Procedere con la chiusura del sistema a strappo, chiudendo prima la patella inferiore (fig.2) e poi quella superiore (fig.3).



MISURE PER FPO 100 E FPO 200

Taglie	Ø Bacino
S	70–82 cm
M	82–94 cm
L	94–105 cm
XL	105–117 cm
XXL	117–130 cm
XXXL	130–150 cm



Altezza

24 cm; 30 cm FPO 100
27 cm FPO 200 e FPO 300

MISURE PER FPO 300

Taglia unica

Colori disponibili



Codici d'ordine:

FPO-100 (bianca); FPO-101 (grigia)

FPO-200 (bianca); FPO-201 (grigia)

FPO-300 (bianca)

STRUTTURA

- tessuto realizzato in cotone makò altamente elastico, traspirante e compressivo (per FPO 100 e FPO 200)
- fascia sagomata per una migliore vestibilità (per FPO 200)
- parte anteriore grippante ampia per una buona adattabilità (per FPO 100 e FPO 200)
- il materiale di base ha subito un trattamento Sanitized® odor-free (per FPO 100 e FPO 200)
- tessuto in poliammide completamente grippante, elastico, traspirante e compressivo (per FPO 300)

STECCATURA

- 3 stecche a spirale posizionate nella parte posteriore ed una nella parte anteriore utile ad evitare l'arricciamento e garantirne la stabilità (per FPO 100 e FPO 200)
- nessuna (per FPO 300)

CHIUSURA ANTERIORE

- grippante con doppia patella indipendente, utile a garantire una personalizzazione e comfort assolute

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.