



FLEXÒ

Corsetto elastico

Dove la flessibilità
incrocia la forza.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

CONTROLLO, FLESSIBILITÀ, COMFORT. PER LASCIARSI IL MAL DI SCHIENA ALLE SPALLE.

Da FGP nasce Flexò, il corsetto rigido di ultima generazione dedicato alla prevenzione e al trattamento efficace delle più comuni patologie del tratto lombosacrale. Il morbido tessuto elastico millerighe assicura piacevole comfort, adattabilità a ciascuna conformazione fisica e, grazie alla trama microforata, la giusta traspirazione della pelle.

La grande innovazione di Flexò è nell'esclusivo sistema di trazione lombare a diamante tale da garantire una performance ottimale nel contenimento e nella distrazione vertebrale con un'immediata riduzione del dolore alla schiena. Progettato per seguire con la massima aderenza tutti movimenti, Flexò è dotato di 4 stecche sagomate e automodellanti realizzate in policarbonato. L'esclusiva e pratica maniglia interna agevola il posizionamento, soprattutto per i soggetti con difficoltà di presa, permettendo una vestibilità ottimale.

Indicato per prevenire le lombo-sciatalgie o in presenza di uno stadio doloroso lieve, il corsetto può essere indossato per svolgere in tutta normalità le attività quotidiane, anche quelle che richiedono sforzi fisici come sollevare pesi, e per attività sportive non agonistiche. Flexò. Solo le gioie della vita, senza dolori alla schiena.



L'esclusivo incrocio a diamante:
doppio sostegno, massimo controllo.




INDICAZIONI

- Lombalgie o sciatalgie
- Discopatie
- Artrosi
- Lievi traumatismi lombo-sacrali

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-74 cm
M	75-89 cm
L	90-104 cm
XL	105-119 cm
XXL	120-135 cm

Colore: grey





I BENEFICI:

Immediata riduzione del dolore

Miglioramento della postura

Contiene la parte traumatizzata senza limitare i movimenti.

I VANTAGGI:

Flessibilità

Perfetta aderenza e adattabilità

Posizionamento agevole

Traspirabilità

Leggerezza

Perfetta vestibilità



COMFORT IDEALE

Il morbido tessuto elastico millerighe offre massima leggerezza e piacevole comfort, lasciando traspirare la pelle.



FACILE DA INDOSSARE.

La pratica ed esclusiva maniglia interna agevola un posizionamento ottimale e preciso, soprattutto per chi ha difficoltà di presa.



SI TOGLIE CON UN DITO.

L'anello in tessuto, resistente e a portata di mano, permette di togliere Flexò con un unico gesto.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 13485:2004

Rev.0 - 11/11

www.ciabocomunicazione.it