

SILVERFIXÒ

Corsetti lombari
e dorso-lombari
con filo d'argento.

NOVITÀ

ENTRA NELLA GAMMA
IL CORSETTO
BACKSILVER EVO SHORT



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

NOVITÀ PER I MODELLI DORSO-LOMBARI EVO:

4 TUTORI DORSO-LOMBARI, PER ESSERE ALL'ALTEZZA DI OGNI ESIGENZA.

NUOVO BACKSILVER EVO SHORT

La linea SilverFixò cresce ancora, con l'introduzione del **nuovo modello Backsilver Evo Short** con altezza posteriore di 47 cm e con il **restyling nella vestibilità e funzionalità di tutti i modelli EVO** dedicati al sostegno dorso-lombare.

Novità che confermano l'impegno FGP per un benessere in continua evoluzione.



DORSOSILVER EVO SHORT

MODELLI DORSO-LOMBARI EVO:

UN GRANDE RICHIAMO POSTURALE E UNA FORMA PIÙ DISCRETA.

Le migliorie apportate si concentrano nella parte superiore dei tutori e interessano sia l'aspetto della **vestibilità** che la **funzionalità del sistema Double X Pro**, il meccanismo che, attraverso un innovativo sistema di bretellaggio antero-posteriore, migliora il richiamo a livello dorsale.

► SISTEMA DOUBLE X PRO RIVISITATO

Per rendere ancora più fluido lo scorrimento dei tiranti superiori attraverso i passanti sulle spalline, rendendo ancora più facile e veloce l'uso per il paziente finale.



► DUE PROLUNGAMENTI A LIVELLO DELLE SPALLE

Migliorati in modo tale da renderli **più anatomici** e aderenti al corpo, e **più confortevoli** per il paziente.



BACKSILVER EVO

SILVERFIXÒ

I **corsetti lombari SilverFixò** sono accomunati da un obiettivo condiviso: garantire la stabilizzazione attraverso la **ridistribuzione della pressione** del tratto lombare, per una sensibile riduzione del dolore.

CORSETTI LOMBARI



STABILITYSILVER

CORSETTO LOMBARE SEMIRIGIDO
CON FILO D'ARGENTO

4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in **due tiranti**.



LOMBOSILVER

CORSETTO LOMBARE SEMIRIGIDO
CON FILO D'ARGENTO

4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in **due tiranti**.



DYNAMICSILVER

CORSETTO ELASTICO
CON FILO D'ARGENTO

3 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un **unico tirante**.



SOSTEGNO E COMFORT **SU TUTTA LA LINEA.**

I corsetti SilverFixò, dedicati al sostegno lombare e dorso-lombare (modelli EVO), combinano uno **spessore ridotto** e una **grande elasticità** per offrire la sensazione di un abbraccio avvolgente: ne derivano **una vestibilità e un comfort ideali**, che portano il concetto di benessere a un nuovo punto d'arrivo. Il filo **Resistex® Silver**, utilizzato nella parte interna dei corsetti, presenta **proprietà batteriostatiche sul prodotto**.

CORSETTI DORSO-LOMBARI



DORSOSILVER EVO DORSOSILVER EVO SHORT

CORSETTI SEMIRIGIDI CON
SPALLACCI E FILO D'ARGENTO

Con **doppio tirante** di aggancio anteriore
e **2 stecche posteriori** removibili.



54 cm DORSOSILVER EVO

47 cm DORSOSILVER EVO SHORT



BACKSILVER EVO BACKSILVER EVO SHORT

CORSETTI SEMIRIGIDI CON FILO D'ARGENTO,
SPALLACCI E ASTA DI SOSTEGNO

Con un **unico tirante**, **2 stecche** in acciaio
armonico removibili e **1 asta sagomata**
in alluminio modellabile ed estraibile
per una maggiore stabilizzazione.



54 cm BACKSILVER EVO

47 cm BACKSILVER EVO SHORT

FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment