

# MEMOSTEP E ACTIONSTEP

Solette

Il benessere del piede  
poggia su ottime basi.

**FRESCHEZZA.**  
MICROFIBRA SPECIALE PER UNA SENSAZIONE  
DI BENESSERE SULLA PELLE DEL PIEDE.

**COMFORT.**  
EFFETTO MEMORY PER IL MASSIMO  
BENESSERE NELL'APPOGGIO.

**PERFORMANCE.**  
INSERTO ANTI-SHOCK PER LE PIÙ ALTE  
PRESTAZIONI.



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



## MEMOSTEP E ACTIONSTEP

### VISIONE, ECCELLENZA, SELEZIONE: IL BENESSERE DEL PIEDE RAGGIUNTO A GRANDI PASSI.

Innovare il proprio settore rinnovando il proprio impegno per un benessere sempre più evoluto. E nell'impegno di FGP c'è anche la capacità di selezionare i prodotti più all'avanguardia per migliorare la qualità della vita di tutti, in ogni occasione. La cura del piede è sempre un'occasione per prendersi cura di sé.

Il piede conduce, sostiene, è sottoposto a sollecitazioni, affaticamenti che spesso diventano fastidi che possono compromettere la libertà di movimento nell'attività quotidiana, lavorativa come nello sport.

**Memostep** ed **Actionstep** sono le risposte per migliorare il comfort del piede: due solette realizzate con materiali d'eccellenza e tecnologicamente avanzati. È un piacere presentarli.

### SOLETTA ACTIONSTEP LA PERFORMANCE METTE LE ALI AI PIEDI.

Pronti a camminare, correre, saltare, arrampicare. Qualsiasi sia l'attività preferita: pronti a partire. Actionstep è dentro ogni passo di chi vive lo sport e le alte prestazioni. La scocca semirigida controlla la pronazione del mesopiede, il materiale EVA di diverse intensità offre comfort ed effetto anatomico, le scanalature danno un particolare grip e stabilità e la sua forma anatomica lo rende adatto ad ogni tipo di calzatura. Actionstep è la soluzione per un movimento ad alto coefficiente di soddisfazione.

### SOLETTA MEMOSTEP PER RICORDARE LA STRADA DEL BENESSERE

Partire da qui: un materiale con effetto memory nella zona metatarsale, nell'arco plantare e nel tallone per un benessere garantito. Raggiungere alti livelli di comfort grazie alla presenza di carboni attivi e alla copertura in microfibra super assorbente. Memostep ti accompagna in esperienze innovative per vivere il comfort ad ogni passo, in ogni momento della giornata.

# MEMOSTEP

## SOLETTA COMFORT/WORK

### COMFORT AD OGNI PASSO.

Con effetto memory nella zona metatarsale, nell'arco plantare e nel tallone.

### EFFETTO FRESCHEZZA E ANTI ODORE.

Grazie a microfibra assorbente e carboni attivi.

### DESIGN ED ESTETICA.

Doppia scelta cromatica, nella variante fucsia per "lei" e blu per "lui" e bordatura grigia per una maggiore durata.



#### TIPOLOGIA

- soletta

#### STRUTTURA

- copertura in microfibra super assorbente
- imbottitura effetto memory
- parte inferiore realizzata in feltro termoformato per un miglior comfort
- materiali con carboni attivi per una sensazione di freschezza e di controllo degli odori

#### IDEALE PER

- scarpe da tutti i giorni
- scarpe da lavoro

#### MISURE - Calzata Scarpa

Taglie	Donna	Uomo
S	35-36	39-40
M	37-38	41-42
L	39-40	43-44
XL	41-42	45-46



Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S50W donna  
PRT-S50M uomo

# ACTIONSTEP

## SOLETTA SPORTIVA

### STABILITÀ NELLA CALZATURA.

Scanalatura nella parte inferiore con effetto grip.

### SISTEMA ANTI-SHOCK.

Materiale EVA a livello del tallone per attutire pressioni e forti sollecitazioni.

### STRUTTURA ANATOMICA.

Scocca semirigida iniettata per un buon supporto dell'arco trasverso del piede.

### DESIGN E ESTETICA.

Forma sottile e discreta, copertura in microfibra con texture sportiva.



#### TIPOLOGIA

- soletta

#### STRUTTURA

- copertura in microfibra assorbente con texture sportiva
- scocca semirigida iniettata nella parte del retro e mesopiede
- base realizzata da EVA di diverse densità
- inserto in EVA anti-shock a livello del tallone
- parte inferiore con scanalature che garantiscono una maggiore stabilità all'interno della calzatura
- pelota metatarsale termoformata

#### IDEALE PER

- uso sportivo come corsa, trekking, basket, calcio, ciclismo etc.

#### MISURE

Taglie	Calzata Scarpa
S	35-36
M	37-38
L	39-40
XL	41-42
XXL	43-44
XXXL	45-46



Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S51



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
 [facebook.com/fgpsrl](https://facebook.com/fgpsrl)  
 [linkedin.com/company/fgp-srl](https://linkedin.com/company/fgp-srl)

AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016



Scarica l'App  
**FGPOrteSystem®**

