



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

PISANA

Orthopädie Technik

LINEA PISANA BY MEDI

BENESSERE DISEGNATO PASSO A PASSO.

medi

FGP E PISANA.

INSIEME SULLA STRADA DEL BENESSERE.

Una partnership consolidata per un'eccellenza sempre al top.

Grazie alla collaborazione con Pisana, marchio del gruppo Medi, leader europeo nella produzione di plantari semilavorati personalizzabili, FGP continua a diffondere il benessere in ogni forma. Sono prodotti in linea con i nostri valori e il nostro impegno: migliorare la qualità della vita per tutti, in ogni forma. Una linea oggi ampliata nell'offerta e ridefinita per essere ancora più aderente alla richiesta del mercato italiano.

Anche Pisana, come FGP, investe costantemente nella ricerca e nell'eccellenza: un impegno che porta a nuovi brevetti, individua materiali qualitativamente elevati, prevede precisione e verifiche rigorose. E con FGP, Pisana condivide tecnologia, passione, innovazione per migliorare la postura e la deambulazione. Una visione che porta all'eccellenza nel mondo dei plantari semilavorati, poiché Pisana dà importanza al ruolo del tecnico ortopedico fornendogli prodotti e materie prime performanti, all'avanguardia, dove l'artigianalità valorizza l'innovazione.

Il catalogo che segue vi accompagnerà nella scelta di prodotti specifici, per soddisfare con efficacia ogni esigenza, per di ogni cliente.





INDICE ANALITICO

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA

4-91460-2541FI	10
3-11246-22FI	10
4-91463-3300FI	11
4-91464-3441FI	11
4-91465-2541	12
4-91466-2241FSFI	12
3-11331-3300 TOP TWO	13

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI

3-51306	NEW MAGIC	16
3-51406	NEW MAGIC	16
3-51309	NEW MAGIC EASY	16
3-51409	NEW MAGIC EASY	16
3-11270-6500	PEDIATRICO TOP KID	17
3-51385-4200		17
3-11263-8400	MULTIZONA donna	18
3-11363-8400	MULTIZONA uomo	18
3-51392-1800		18
3-11393-4114	TOP MULTITALENT	19
3-11361-4200	TOP SPORT	19

PELOTE METATARSALI E BARRE RETROCAPITATE

1-80500	PELOTTE	22
1-80501	PELOTTE	22
1-80502	PELOTTE	22
1-80503	PELOTTE	22
1-80505	PELOTTE	22
1-80506	PELOTTE	22
1-80504	PELOTTE	23
1-80550	PELOTTE	23
1-80551	PELOTTE	23
1-80590	BARRE	23
1-80591	BARRE	23
1-80000	SCHIUMA FENOLICA	24
1-90000	CARTA PODOGRAFICA	24

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

1-81001	TOP FORM	25
1-81002	TOP FORM	25
1-81004	TOP FORM	25
1-81005	TOP FORM	25
1-82001	TOP FORM perforato	25
1-82002	TOP FORM perforato	25
1-82004	TOP FORM perforato	25
1-82005	TOP FORM perforato	25
1-81201	TOP FORTE	26
1-81204	TOP FORTE	26
1-81404	TOP FLEX	26
1-81423	TOP SOFT	27
1-81064	GP SCHAUM	27
1-81452	SUPERFLEX	28

1-81241-01	TOP SCHAUM 35	28
1-81242-01	TOP SCHAUM 35	28
1-81300	TOP MULTICOLOR	29
1-81301	TOP MULTICOLOR	29
1-81506	LUNALASTIK	29
1-81503	LUNAIRMED	30
1-81504	LUNAIRFLEX	30
1-81412	PPT	31
1-81414	PPT	31
1-82414	PPT	31

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO SUPERIORE

1-83020-00	TOP VELOURS	31
1-83021-00	TOP VELOURS	31
1-83022-00	TOP VELOURS	31
1-83023-00	TOP VELOURS	31
1-83024-00	TOP VELOURS	31
1-83025-00	TOP VELOURS	31
1-83026-00	TOP VELOURS	31
1-83027-00	TOP VELOURS	31
1-83029-00	TOP VELOURS	31
1-83034-00	TOP VELOURS perforato	32
1-83037-00	TOP VELOURS perforato	32
1-83040	TOP VELOURS antibatterico	32
1-83020-01	MINIROLLE TOP VELOURS	33
1-83021-01	MINIROLLE TOP VELOURS	33
1-83022-01	MINIROLLE TOP VELOURS	33
1-83023-01	MINIROLLE TOP VELOURS	33
1-83024-01	MINIROLLE TOP VELOURS	33
1-83025-01	MINIROLLE TOP VELOURS	33
1-83026-01	MINIROLLE TOP VELOURS	33
1-83027-01	MINIROLLE TOP VELOURS	33
1-83029-01	MINIROLLE TOP VELOURS	33
1-83034-01	MINIROLLE TOP VELOURS perf.	33
1-83037-01	MINIROLLE TOP VELOURS perf.	33

RIVESTIMENTO INFERIORE

1-84121-00	TOP STOP	34
1-83105-00	CARBON LOOK	34

MATERIALI PER IL RINFORZO

1-84101-00	THK	35
1-84102-00	THK	35
1-84101-01	THK METALLIC	35
1-84101-02	THK METALLIC	35
1-84101-03	THK METALLIC	35
1-84110-00	TOP BALCK	36
1-84111-00	TOP THERM	36
1-84112-00	TOP THERM	36



PLANTARI SEMILAVORATI SCHIUMA ESPANSA



PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA

4-91460-2541FI



COPERTURA TOP Form perforato 30°

RINFORZO Doppio strato THK

BASE TOP Forte 40°-45°

NOTE Con oliva metatarsale

MODELLO

CARATTERISTICHE

FORMA

CALZATA

TAGLIA

4-91460-2541FI

Intera

Italiana

Singola 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA

3-11246-22FI



COPERTURA TOP Form perforato 30°

RINFORZO Doppio strato THK

RIVESTIMENTO INFERIORE TOP Forte 40°-45°

NOTE Possibilità di realizzare elica Avvolgente sul tallone

MODELLO

CARATTERISTICHE

FORMA

CALZATA

TAGLIA

3-11246-22FI

Intera

Italiana

Doppia 23-46

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA

4-91463-3300FI



COPERTURA	TOP Soft 10°	<input checked="" type="checkbox"/>
STRATO INTERMEDIO	TOP Schaum 25°	<input checked="" type="checkbox"/>
RINFORZO	Doppio strato THK	
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Forte 40°-45°	<input type="checkbox"/>

MODELLO

CARATTERISTICHE

FORMA

CALZATA

TAGLIA

4-91463-3300FI

 Intera

Italiana

Singola 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA

4-91464-3441FI



COPERTURA	Lunalastik 25°	<input checked="" type="checkbox"/>
STRATO INTERMEDIO	Lunairmed 18°	<input checked="" type="checkbox"/>
RINFORZO	Doppio strato THK	
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Forte 40°-45°	<input type="checkbox"/>
NOTE	con oliva metatarsale	

MODELLO

CARATTERISTICHE

FORMA

CALZATA

TAGLIA

4-91464-3441FI

 Intera

Italiana

Singola 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA

4-91465-2541



COPERTURA TOP Form perforato 30°



RINFORZO Doppio strato THK

RIVESTIMENTO INFERIORE TOP Forte 40°-45°



NOTE Con oliva metatarsale
Scarico calcaneare in TOP Cell 10°

MODELLO

CARATTERISTICHE

FORMA

CALZATA

TAGLIA

4-91465-2541



Intera

Italiana

Singola 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA

4-91466-2241FSFI



COPERTURA TOP Form perforato 30°
TOP Soft 10°



RINFORZO Doppio strato THK

RIVESTIMENTO INFERIORE TOP Forte 40°-45°



NOTE Con scarico per fascite in TOP Soft 10°

MODELLO

CARATTERISTICHE

FORMA

CALZATA

TAGLIA

4-91466-2241FSFI



Intera

Italiana

Doppia 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA


TOP TWO

3-11330-3300




COPERTURA	TOP Soft 10° TOP Flex 15° TOP Schaum 25°	
RINFORZO	Strato di THK	
BASE	TOP Forte 40°-45°	<input type="checkbox"/>

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11330-3300	Senza rivestimento e pelotta metatarsale	Intera	◀▶ Media	Doppia 35-48



PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI



PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

NEW MAGIC

3-51306-0000



3-51406-0000



COPERTURA TOP Black 0,5 mm



RINFORZO THK con tallone flessibile

RIVESTIMENTO INFERIORE TOP Schaum 35°



NOTE Tallone flessibile
Tutte le versioni con materiale ammortizzante sul tallone (15° Shore A)
Spessore del rinforzo 1,5 mm

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51306-0000		 Intera	◀◀ Stretta	Singola 35-44
3-51406-0000		 Intera	◀◀ Larga	Singola 35-46

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

NEW MAGIC EASY

3-51309-0000



3-51409-0000



COPERTURA TOP Black 0,5 mm



RINFORZO THK con tallone flessibile

RIVESTIMENTO INFERIORE TOP Schaum 35°



NOTE Spessore del rinforzo 1,5 mm

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51309-0000		 Intera	◀◀ Stretta	Singola 35-44
3-51409-0000		 Intera	◀◀ Larga	Singola 35-46



PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

PEDIATRICO - TOP KID

3-11270-6500



RIVESTIMENTO SUPERIORE	TOP Velours	<input checked="" type="checkbox"/>
COPERTURA	TOP Schaum 35°	<input type="checkbox"/>
RINFORZO	Doppio strato di THK + THK metallic	
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Stop	
NOTE	Con leggero scarico metatarsale per tutte le taglie Plantare avvolgente con ali laterali	



MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11270-6500		 Intera	 Stretta	Doppia 19-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

3-51385-4200



COPERTURA	Superflex 25° Moosgummi 10°	<input checked="" type="checkbox"/>
RINFORZO	Parte interna in PVC	<input type="checkbox"/>
BASE	THK Metallic	
RIVESTIMENTO INFERIORE	Carbon look	<input type="checkbox"/>
NOTE	Scarico per fascite in Moosgummi (10° Shore A) Scarico calcaneare In TOP Soft 10°	

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51385-4200	Con scarico calcaneare e per fascite	 Intera	 Larga	Singola 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

MULTIZONA

3-11263-8400



3-11363-8400



RIVESTIMENTO SUPERIORE TOP Velours perforato



COPERTURA Lunairmed 18°



RINFORZO TOP Black + PVC

BASE Lunairmed 18°



NOTE Da taglia 35 con pelotta metatarsale in schiuma di lattice

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11263-8400 donna		Intera	◀▶ Stretta	Singola 35-44
3-11363-8400 uomo		Intera	◀▶ Larga	Singola 35-46

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

3-51392-1800



RIVESTIMENTO SUPERIORE In pelle di vitello perforato



COPERTURA TOP Schaum 25°



BASE THK Metallic + PVC

NOTE Pelotta metatarsale in schiuma di lattice

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51392-1800		Intera	◀▶ Larga	Singola 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

TOP MULTITALENT

3-11393-4114



COPERTURA	Lunalastik 25°	
STRATO INTERMEDIO	TOP Black	
RINFORZO	Doppio strato di THK	
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Stop	
NOTE	Con scarico sul tallone	

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11393-4114	Senza rivestimento e pelotta	 Intera	 Larga	Doppia 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

TOP SPORT

3-11361-4200



COPERTURA	Superflex 25° TOP Form 33° PPT 15°	  
RINFORZO	THK Metallic	
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Stop	

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11361-4200	 Avvolgente	 Intera	 Larga	Doppia 35-48

ACCESSORI E MATERIALI



ACCESSORI

PELOTTE METATARSALI E BARRE RETROCAPITATE IN SCHIUMA DI LATTICE



MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.
1-80500-01	3927	1	1-80501-01	2031	1	1-80502-01	6891	1
			1-80501-02	2031	2	1-80502-02	6891	2
			1-80501-03	2031	3	1-80502-03	6891	3

ACCESSORI

PELOTTE METATARSALI E BARRE RETROCAPITATE IN SCHIUMA DI LATTICE



MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.
1-80503-01	2057	1	1-80505-01	2032	1	1-80506-01	3917	1
1-80503-02	2057	2	1-80505-02	2032	2	1-80506-02	3917	2
1-80503-03	2057	3				1-80506-03	3917	3

ACCESSORI

PELOTTE METATARSALI E BARRE RETROCAPITATE IN SCHIUMA DI LATTICE



MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.
1-80504-00	7444	0	1-80504-03	7444	3	1-80550-01	2041	1
1-80504-01	7444	1	1-80504-04	7444	4	1-80550-02	2041	2
1-80504-02	7444	2	1-80504-05	7444	5			

ACCESSORI

PELOTTE METATARSALI E BARRE RETROCAPITATE IN SCHIUMA DI LATTICE



MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.
1-80551-01	3435	1	1-80590-05	7007	5	1-80591-05	12556	5
1-80551-02	3435	2	1-80590-06	7007	6	1-80591-06	12556	6
1-80551-03	3435	3	1-80590-07	7007	7	1-80591-07	12556	7
1-80551-04	3435	4	1-80590-08	7007	8	1-80591-08	12556	8
						1-80591-09	12556	9

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP FORM



1-81001



1-81002



1-81004



1-81005

CARATTERISTICHE Materiale con memoria a lunga durata
Resistente alla pressione - Termoformabile
Irristorgibile - Lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa da 110–130 °C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.100 x 1.100 mm

DENSITÀ Circa 30° Shore A

NOTE Libero da azocomposti e fenciclidina (PCP)
Materiale testato

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81001-	◆ 2/3/4/5/7/10/14	Bianco	
1-81002-	◆ 2/3/4/5	Blu	
1-81004-	◆ 2/3/4/5/7/10	Color carne	
1-81005-	◆ 2/3/4/5	Marrone	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP FORM - PERFORATO



1-82001



1-82002



1-82004



1-82005

CARATTERISTICHE Materiale con memoria a lunga durata
Resistente alla pressione - Termoformabile
Irristorgibile - Lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa da 110–130 °C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.100 x 1.100 mm

DENSITÀ Circa 30° Shore A

NOTE Perforato
Libero da azocomposti e fenciclidina (PCP)
Materiale testato

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-82001-	◆ 2/3/4/5	Bianco	Perforato
1-82002-	◆ 2/3/4/5	Blu	Perforato
1-82004-	◆ 2/3/4/5	Color carne	Perforato
1-82005-	◆ 2/3/4/5	Marrone	Perforato

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP FORTE



1-81201

CARATTERISTICHE Materiale con memoria
Resistente alla pressione - Termoformabile
Lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa da 170 °C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.900 x 950 mm

DENSITÀ Circa 40°–45° Shore A

NOTE Dermocompatibile
Materiale testato

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81201-	◆ 2/3/4/5/7/10/14	Bianco	
1-81204-	◆ 2/3/4/5/7/10	Carne	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP FLEX



1-81404

CARATTERISTICHE Materiale con memoria
Shock absorber
Utilizzabile da entrambi i lati

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.370 x 1.000 mm

DENSITÀ Circa 15° Shore A

NOTE Non termoformabile

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81404-	◆ 1,5/3	Color carne	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP SOFT



1-81423

CARATTERISTICHE Materiale a memoria ritardata
Shock absorber
Adatto all'incollaggio
Utilizzabile da entrambi i lati

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.370 x 1.000 mm

DENSITÀ Circa 10° Shore A

NOTE Non termoformabile

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81423-	◆ 3/5/6	Rosso	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

GP SCHAUM



1-81064

CARATTERISTICHE Termoformabile
Materiale espanso a celle chiuse
Lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa 130 °C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 950 x 900 mm

DENSITÀ Circa 25° Shore A

NOTE -

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81064-	◆ 4/10	Color carne	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

SUPERFLEX



1-81452

CARATTERISTICHE Materiale con memoria - Elastico
Termoformabile
Lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa 120°

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.100 x 1.100 mm

DENSITÀ Circa 25° Shore A

NOTE -

MODELLO

MM

COLORE

CARATTERISTICHE

1-81452-

◆ 3/4/5

Blu

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP SCHAUM 35



1-81241-01



1-81242-01

CARATTERISTICHE Resistente alle pressioni
Termoformabile
Lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa 110° - 130° C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.100 x 1.100 mm
Circa 1.050 x 1.050 mm

DENSITÀ Circa 25° Shore A

NOTE -

MODELLO

MM

COLORE

CARATTERISTICHE

1-81241-01

◆ 1,5

Bianco

1-81242-01

◆ 1,5

Blu scuro

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP MULTICOLOR



1-81300



1-81301

CARATTERISTICHE Materiale con memoria - resistente alla pressione
Termoformabile - Irristorgibile
Lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa da 140 °C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.150 x 900 mm

DENSITÀ Circa 30° Shore A

NOTE -

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81300-	◆ 2/3/4/5	Multicolore	
1-81301-	◆ 2/3/4/5	Nero/bianco/viola (tricolore)	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

LUNALASTIK



1-81506

CARATTERISTICHE Materiale espanso a celle chiuse
Termoformabile

TERMOFORMABILITÀ Circa 110° - 130° C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.220 x 850 mm

DENSITÀ Circa 25° Shore A

NOTE Lavorabilità meccanica

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81506-	◆ 3/4	Arancio	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

LUNAIRMED



1-81503

CARATTERISTICHE Termoformabile
Materiale espanso a celle chiuse
Lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa da 110–130 °C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.020 x 670 mm

DENSITÀ Circa 18° Shore A

NOTE Materiale testato

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81503-	◆ 3/4/6	Color carne	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

LUNAIRFLEX



1-81504

CARATTERISTICHE Materiale espanso a celle chiuse
Ottima lavorabilità meccanica
Termoformabile

TERMOFORMABILITÀ Circa da 110–130 °C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 930 x 610 mm

DENSITÀ Circa 22° Shore A

NOTE -

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81504-	◆ 4/6	Color carne	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

PPT



1-81412



1-81414

1-82414

CARATTERISTICHE Materiale a memoria
Shock Absorber
Ruvido su un lato

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.520 x 650 mm

DENSITÀ Circa 15° Shore A

NOTE Non termoformabile

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81412-	◆ 1,6/3,2	Blu	
1-81414-	◆ 1,6/3,2	Color carne	
1-82414-	◆ 1,6/3,2	Color carne	Forato

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO SUPERIORE

TOP VELOURS



1-83020-00



1-83021-00 1-83022-00 1-83023-00 1-83024-00

1-83025-00 1-83026-00 1-83027-00 1-83029-00

COMPONENTI Microfibra (60% poliammide, 40% poliuretano)

CARATTERISTICHE Lavabile
Antistrappo e resistente all'attrito
Resistente alla luce
Traspirante

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.370 x 1.000 mm

NOTE Materiale non contenente formaldeide e PCP
Non termoformabile

MODELLO	MM	COLORE	MODELLO	MM	COLORE
1-83020-00-	◆ 0,7	Nero	1-83025-00-	◆ 0,7	Verde
1-83021-00-	◆ 0,7	Antracite	1-83026-00-	◆ 0,7	Grigio chiaro
1-83022-00-	◆ 0,7	Blu	1-83027-00-	◆ 0,7	Cognac
1-83023-00-	◆ 0,7	Rosso	1-83029-00-	◆ 0,7	Blu jeans
1-83024-00-	◆ 0,7	Sabbia			

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO SUPERIORE

TOP VELOURS - PERFORATO



1-83034-00



1-83037-00

COMPONENTI Microfibra (60% poliammide, 40% poliuretano)

CARATTERISTICHE Lavabile
Antistrappo e resistente all'attrito
Resistente alla luce
Traspirante

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.370 x 1.000 mm

NOTE Materiale non contenente formaldeide e PCP
Non termoformabile

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-83034-00-	◆ 0,7	Sabbia	Perforato
1-83037-00-	◆ 0,7	Cognac	Perforato

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO SUPERIORE

TOP VELOURS - ANTIBATTERICO



1-83040

COMPONENTI 65% poliammide, 35% poliuretano

CARATTERISTICHE Antibatterico
Lavabile
Antistrappo e resistente all'attrito
Resistente alla luce
Traspirante

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.370 x 1.000 mm

NOTE Materiale non contenente formaldeide e PCP
Non termoformabile


MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-83040-	◆ 0,4	Nero	Trattamento antibatterico

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO SUPERIORE

MINIROLLE TOP VELOURS



1-83020-01



COMPONENTI Microfibra (60% poliammide, 40% poliuretano)

CARATTERISTICHE Lavabile
Antistrappo e resistente all'attrito
Resistente alla luce
Traspirante

DIMENSIONI DEL ROTOLO Circa 12 cm x 20 mt

NOTE Materiale non contenente formaldeide e PCP
Non termoformabile


MODELLO	MM	COLORE	MODELLO	MM	COLORE
1-83020-01-	◆ 0,7	Nero	1-83025-01-	◆ 0,7	Verde
1-83021-01-	◆ 0,7	Antracite	1-83026-01-	◆ 0,7	Grigio chiaro
1-83022-01-	◆ 0,7	Blu	1-83027-01-	◆ 0,7	Cognac
1-83023-01-	◆ 0,7	Rosso	1-83029-01-	◆ 0,7	Blu jeans
1-83024-01-	◆ 0,7	Sabbia			

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO SUPERIORE

MINIROLLE TOP VELOURS - PERFORATO



1-83034-01



1-83037-01

COMPONENTI Microfibra (60% poliammide, 40% poliuretano)

CARATTERISTICHE Lavabile
Antistrappo e resistente all'attrito
Resistente alla luce
Traspirante

DIMENSIONI DEL ROTOLO Circa 12 cm x 20 mt

NOTE Materiale non contenente formaldeide e PCP
Non termoformabile

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-83034-01-	◆ 0,7	Sabbia	Perforato
1-83037-01-	◆ 0,7	Cognac	Perforato

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO INFERIORE

TOP STOP



1-84121-00

CARATTERISTICHE Antiscivolo
Termoformabile

TERMOFORMABILITÀ Circa da 120°

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.500 x 1.000 mm

NOTE -

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-84121-00-	◆ 1	Semitrasparente	Antiscivolo su un lato

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO INFERIORE

CARBON-LOOK



1-83105-00

CARATTERISTICHE Antistrappo
Buona adesione
Resistente all'abrasione

AMPIEZZA Circa 140 mm (metri lineari)

NOTE Consigliabile solo per base plantare
Non termoformabile


MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-83105-00-	◆ 0,6	Nero	

MATERIALI PER IL RINFORZO

THK



1-84101-00



1-84102-00

CARATTERISTICHE Ottimo per termoformatura
Irristringibile
Lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa da 100–140 °C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.550 x 1.000 mm

NOTE Compatibile con tutti i materiali

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-84101-00-	◆ 1,2	Bianco	Adesivo su un lato
1-84102-00-	◆ 1,2	Bianco	Adesivo su due lati

MATERIALI PER IL RINFORZO

THK METALLIC



1-84101-01



1-84101-02



1-84101-03

CARATTERISTICHE Irristringibile
Ottimo per termoformatura
Lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa da 100–140 °C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.050 x 1.000 mm

NOTE Compatibile con tutti i materiali

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-84101-01-	◆ 0,5/1,2	Grigio	
1-84101-02-	◆ 1	Verde	
1-84101-03-	◆ 1,1	Rosa	

MATERIALI PER IL RINFORZO

TOP BLACK



1-84110-00

CARATTERISTICHE Termoformabile
Buona lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa da 120 °C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.050 x 1.000 mm

NOTE Adatto per leggeri rinforzi

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-84110-00-	◆ 0,5	Nero	Adesivo su un lato

MATERIALI PER IL RINFORZO

TOP THERM



1-84111-00

CARATTERISTICHE Termoformabile
Buona lavorabilità meccanica

TERMOFORMABILITÀ Circa da 120 °C

DIMENSIONI DELLA LASTRA Circa 1.500 x 1.000 mm

NOTE Adatto per leggeri rinforzi

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-84111-00-	◆ 1,2	Bianco	Adesivo su un lato
1-84112-00-	◆ 0,5	Bianco	Adesivo su un lato





Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl
 linkedin.com/company/fgp-srl

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

