

LOMBOCOP

Corsetti lombari elasticizzati
con filo di rame

I corsetti ricchi
di rame:
l'oro del benessere.

BENESSERE

Tessuto elastico
con trama in filo di rame.

VESTIBILITÀ

Patella anteriore di chiusura
in doppia versione.

SOSTEGNO

4 stecche automodellanti in acciaio.

COMFORT

Tessuto morbido e elastico.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

LOMBOCOP

L'INNOVAZIONE AGGIORNA UNA TRADIZIONE DI BENESSERE.

La ricerca FGP prende spunto dalle proprietà del rame per realizzare un corsetto unico, che unisce comfort, sostegno e benefici provenienti dal metallo. Nasce così Lombocop: il sostegno lombare che dà **benessere sulla pelle**.

EFFICACIA DEL RAME

con una tramatura elastica che si adatta facilmente alle più diverse conformazioni anatomiche. I suoi **effetti benefici sono molteplici**: dall'azione antiossidante, alla funzione antistatica, alla freschezza e comfort donati dalle proprietà antibatteriche, alla traspirazione e termoregolazione corporea.



VERSATILITÀ DELLA CHIUSURA

con la patella anteriore antiarricciamento chiudibile in due modalità (normale o bassa) per la versione Lombocop Relax.

MASSIMO COMFORT E STABILITÀ

grazie alla sgambatura e alla conformazione anatomica che evitano la migrazione del corsetto.



SOSTEGNO OTTIMALE

grazie alle stecche automodellanti in acciaio.



FORZE DI TRAZIONE DISTRIBUITE

Tiranti ad alto coefficiente elastico la cui trazione, partendo dalla regione centrale lombare, modula le stecche posteriori facendole aderire alla colonna vertebrale.

ESCLUSIVO FGP.

**LOMBOCOP
L'EFFICACIA
DEL SOSTEGNO
ARRICCHITA
DAL TOCCO
DEL RAME:
PREZIOSO PER IL
BENESSERE.**



La tecnologia FGP integra la propria innovazione con i benefici del rame. Nasce così Lombocop: una linea di corsetti altamente performanti che coniugano l'efficace sostegno dato dalla sinergia delle stecche posteriori e dei tiranti con il massimo comfort ottenuto dal tessuto elastico e aderente con filo di rame. E in più, la doppia opzione di chiusura anteriore rende il corsetto adattabile ad ogni conformazione e situazione.

IL RAME: UNA STORIA DI BENESSERE CHE ATTRAVERSA LA STORIA

Lo conoscevano gli egizi, lo apprezzavano i greci, ne studiavano le benefiche proprietà luminari del passato come Aristotele, Galeno, Avvicenna, Ippocrate. Il rame è un racconto affascinante e ricco, che l'Uomo ha iniziato a scrivere oltre 6000 anni fa. Una storia fatta di scoperte sull'influenza benefica di questo metallo per il corpo e l'organismo. Una storia che la ricerca FGP oggi riprende e aggiorna con una linea di corsetti esclusivi.

Una tramatura preziosa per la DIFESA

Assorbe e disperde le cariche elettriche, grazie all'alta conducibilità della fibra. Combatte efficacemente i radicali liberi mantenendo così più a lungo la buona condizione dell'organismo.

Una tramatura preziosa per il COMFORT

Morbida ed elastica, elimina innumerevoli tipologie microbiotiche garantendo freschezza e igiene. Agevola il processo di evaporazione del sudore minimizzando l'umidità sulla pelle e mantenendo il corpo alla giusta temperatura.

Una tramatura preziosa perché efficace nel TEMPO

Grazie all'utilizzo del filamento in rame, l'efficacia di Lombocop è durevole nel tempo. Le azioni benefiche del metallo non vengono intaccate dall'uso e dai lavaggi.



LOMBOCOP RELAX



CARATTERISTICHE

La doppia patella anteriore in materiale antiarricciamento permette due modalità di chiusura per assecondare diverse situazioni, posizioni e movimenti. La tecnologia e il design permettono di allentare i tiranti mantenendo la stabilità del corsetto.

4 tiranti per lato da 5 cm, ad alto coefficiente elastico, convergenti in un'unica chiusura.

4 stecche automodellanti in acciaio, di cui 2 estraibili.

Tessuto con trama in filo di rame nella parte interna a contatto con la pelle con proprietà antistatiche, antimicrobiche, traspiranti e termoregolanti, benefiche per il corpo umano.

Sgambatura e design conformati per migliorare la vestibilità e permettere al corsetto di mantenere la stabilità in ogni occasione.

Tessuto elastico e confortevole, che si adatta alle più diverse anatomie.

INDICAZIONI

Lombalgia acuta o cronica

Lombosciatalgie

Traumi lievi della colonna lumbosacrale

Contratture muscolari paravertebrali

Spondiloartrosi

Discopatie

Osteoporosi con cedimenti vertebrali lombari

MISURE

Taglie Ø Vita

XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm



ALTEZZA

Posteriore

33 cm

Codice d'ordine: LCOP-200

LOMBOCOP



CARATTERISTICHE

Patella anteriore di chiusura in tessuto antiarricciamento.

5 tiranti per lato da 4 cm, ad alto coefficiente elastico, convergenti in due punti di chiusura.

4 stecche automodellanti in acciaio, di cui 2 estraibili.

Tessuto con tramatura in filo di rame nella parte interna a contatto con la pelle per apportare nella zona lombare tutte le proprietà benefiche del metallo.

Sgambatura e design conformati per permettere vestibilità e agevolare i movimenti.

Tessuto elastico e confortevole, che si adatta alle più diverse anatomie.

INDICAZIONI

Lombalgia acuta o cronica

Lombosciatalgie

Traumi lievi della colonna lumbosacrale

Contratture muscolari paravertebrali

Spondiloartrosi

Discopatie

Osteoporosi con cedimenti vertebrali lombari

MISURE

Taglie Ø Vita

XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm



ALTEZZA

Posteriore

33 cm

Codice d'ordine: LCOP-100



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

 facebook.com/fgpsrl



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev.0 - 05/16

www.ciaboomunicazione.it